

gef+medica

IMMAGINE IN ARRIVO

PRESSCARE G280 - S (2 gambali)

Pressoterapia

3 programmi

Batteria

Codice GEF (SKU) **G7997**EAN / GTIN **8032625824497**Confezione **1 unità**

Dispositivo di pressoterapia compatto per favorire il recupero e ridurre la sensazione di pesantezza degli arti. La compressione sequenziale genera un'azione ritmica e avvolgente che contribuisce al drenaggio dei liquidi. PressCare G280 taglia S, accessorio originale Globus, acquistabile online su GEF Medica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD - 2 uscite
- 3 modalità di gonfiaggio
- Pressione 40-180 mmHg (step 10)
- Timer 10-30 minuti (step 5)
- Alimentazione a rete o batteria
- Dimensioni 17,2x13,3x7 cm - Peso 745 g
- Gambali a 5 camere sovrapposte
- Dotazione: dispositivo (batteria inclusa), 2 gambali taglia S, alimentatore, manuale

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8032625824497

CODICE GEF

G7997

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697